

¿Qué Significa Eso? - Limpieza de Espaciadores de Asma

Para mantener tu espaciador de dosis medida limpio, debes lavarlo una vez por semana con agua tibia y jabón y secar al aire, o ponerlo en la rejilla superior de tu lavavajillas.

Este programa es únicamente para uso informativo. El editor se exime de todas las garantías en cuanto a la efectividad, integridad o capacidad de este vídeo como fuente para la toma de decisiones médicas. Por favor, consulte a su equipo médico si tiene problemas de salud.

healthclips[®]