

Paso a Paso: Checando Cetonas

Checando si tienes cetonas. Lávate las manos con agua y jabón mínimo 20 segundos. Saca tu envase de tiras reactivas. Voltea de lado el envase y quita la tapa.

Saca una tira reactiva y vuelve a atornillar la tapa. Coloca rápido la punta de la tira reactiva bajo el chorro de orina. Retira la tira y espera 15 segundos.

Compara el color de la tira reactiva con los colores en el lado del envase, encontrando el que más coincida. Desecha correctamente la tira reactiva.

Lávate las manos con agua y jabón mínimo 20 segundos.