

Alimentación Infantil por Sonda

La alimentación por sonda es una manera de ofrecerle a tu hijo nutrición, líquidos y medicinas por un tubo o sonda que se coloca en su estómago.

Se puede usar cuando un problema de salud dificulta que tu hijo coma o beba.

El doctor colocará la sonda en el estómago de tu hijo y la va a asegurar para que no se salga.

Dependiendo de las necesidades de tu hijo, se puede usar por varias semanas o meses, y a veces más tiempo.

Hay varios métodos que puedes usar para alimentar a tu hijo con la sonda.

Estos incluyen usando una bolsa de gravedad, una jeringa, o una bomba.

Con la bolsa de gravedad, cuelgas la bolsa en un poste o con un gancho, con la fórmula para alimentar por sonda, y esta fluye por el tubo hacia el estómago de tu hijo.

O puedes poner la fórmula directamente en el tubo usando una jeringa para alimentación.

También se puede usar una bolsa y una bomba.

La bomba empuja la fórmula por la sonda hasta llegar al estómago.

Tu equipo médico puede mostrarte exactamente la manera de hacer el método que elijas.

Asegúrate que tu hijo está sentado o que tiene elevada la cabeza y la parte superior del cuerpo en la cama, cada vez que uses la sonda para alimentarlo con fórmula, líquidos o medicinas.

Tu doctor indicará cuánto tiempo debe estar sentado tu hijo después de terminar la alimentación.

Puede tomar algo de tiempo para acostumbrarse a usar la sonda alimenticia.

Pero tu hijo puede seguir siendo activo y hacer la mayoría de las cosas que quiere hacer.

Esto es lo que puedes hacer para prevenir la infección y evitar problemas con la sonda alimenticia de tu hijo.

Antes de tocar la sonda, lava tus manos con agua y jabón.

Seca tus manos con una toalla limpia.

Limpia la punta del tubo con una toallita antiséptica después de cada uso.

Y mantén la piel limpia y seca en el área del abdomen donde entra la sonda.

Este programa es solo para fines informativos. El editor se deslinda de cualquier garantía, con respecto a la exactitud, integridad o idoneidad de este video para la toma de decisiones médicas. Para todo asunto relacionado con la salud, por favor consulte a su profesional médico.



Alimentación Infantil por Sonda

Sigue todas las instrucciones que te haya dado tu doctor sobre la limpieza de la sonda.

Esto incluye antes y después de cada alimentación y de administrar medicinas por el tubo.

Utiliza la jeringa que te hayan dado.

Si se bloquea el tubo, trata de limpiarlo irrigándolo con agua tibia.

Nunca trates de desbloquear el tubo con alambre ni con otra cosa.

Cuando no esté en uso, coloca la pinza del tubo cerca del cuerpo de tu hijo.

Y ten cuidado: Las sondas largas, como las que se usan para la alimentación con bolsas de gravedad o bombas, se pueden enroscar alrededor del cuello de tu hijo.

Esto podría estrangular a tu hijo.

Así que debes supervisar a tu hijo durante las alimentaciones.

Asegúrate de guardar la sonda fuera del alcance de tu hijo cuando no la uses.

Pídele al doctor o a la enfermera sugerencias sobre cómo prevenir que se enrosque la sonda en el cuello de tu hijo durante la alimentación.

Parte del cuidado de la sonda de tu hijo, es de observar si hubiera un problema.

Llama de inmediato al equipo médico si notas señales de infección.

Estas señales incluyen aumento de dolor, inflamación, calor o enrojecimiento en la piel alrededor de la sonda, o una fiebre.

Llama al doctor si tu hijo tiene náusea, vómito o diarrea.

Y llama si se sale o gotea la sonda, o si se bloquea y no ayuda cuando la irrigas.

Al inicio, puede parecer que hay mucho que recordar cuando te encargas de la sonda alimenticia.

Pero con el tiempo y práctica, se hará más fácil.

Recuerda que tu equipo médico está dispuesto a ayudarte.

Y si tuvieras preguntas, recuerda que puedes llamar a tu doctor.

Este programa es solo para fines informativos. El editor se deslinda de cualquier garantía, con respecto a la exactitud, integridad o idoneidad de este video para la toma de decisiones médicas. Para todo asunto relacionado con la salud, por favor consulte a su profesional médico.



Alimentación Infantil por Sonda

Este programa es solo para fines informativos. El editor se deslinda de cualquier garantía, con respecto a la exactitud, integridad o idoneidad de este video para la toma de decisiones médicas. Para todo asunto relacionado con la salud, por favor consulte a su profesional médico.

