

¿QUÉ ES UN CATÉTER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA?

TRANSCRIPCIÓN

Un catéter central de inserción periférica, comúnmente llamado catéter PICC, es un dispositivo médico diseñado para que el tratamiento con medicamentos a largo plazo sea más fácil y más cómodo para usted.

Un catéter PICC, es un tubo muy delgado y flexible que se ubica a través de una pequeña incisión en el brazo, justo por encima del codo y desemboca en un vaso sanguíneo de gran tamaño, que termina justo por encima del corazón. Los medicamentos y los nutrientes son administrados a través del tubo y bombeados rápidamente al resto de su cuerpo, en una rápida entrega.

El PICC también se puede utilizar para tomar muestras de sangre cuando sea necesario. Y como es un tubo tan pequeño y flexible, puede permanecer en su lugar durante semanas e incluso meses, con el cuidado adecuado, reduciendo el número de veces que usted debe ser chuzado con una aguja y también permite que usted reciba su tratamiento en casa.

Un catéter PICC se compone de varias partes. Un tubo largo y delgado llamado catéter, que puede tener 1, 2 ó más accesos, llamados "Lumen", donde se introducen los medicamentos. Cuantos más accesos tenga, mayor número de medicamentos se pueden administrar al mismo tiempo. Cada lumen tiene una tapa especial, llamada capuchón de inyección, donde se introducen los medicamentos, las soluciones de limpieza o se extrae la sangre.

Una abrazadera en el catéter PICC puede abrir o cerrar el tubo. Debe estar cerrada cuando el tubo no está en uso para prevenir la infección o cualquier fuga. Y apósitos estériles cubren el catéter PICC donde ingresa al cuerpo. Una protección adicional para la infección.

Para insertar el catéter PICC, ya sea solo o con varios lúmenes, un miembro capacitado del equipo de atención médica puede usar una radiografía o una máquina de ultrasonido para guiar el catéter a través de una gran vena en el brazo y después orientarlo hacia la vena central llamada vena cava superior. El área de inserción se cubre con un vendaje estéril.

Cuando se inserta por primera vez un catéter PICC, se puede sentir algo de incomodidad. Su profesional médico le puede recomendar que ingiera medicamentos como Advil o Motrin por un corto tiempo para aliviar el dolor.

Un catéter central de inserción periférica puede hacer más cómoda la atención a largo plazo. Siga las instrucciones de su profesional médico para asegurarse de que el catéter PICC funcione de manera correcta.