

Cirugía de Reemplazo Total de Cadera

La cirugía de reemplazo total de cadera te ayudará a que vuelvas a moverte sin dolor.

Durante esta intervención, el cirujano reemplazará la cabeza del hueso de tu muslo, o fémur, y la cavidad en la pelvis, con un implante de metal o de cerámica. El implante incluye la cabeza, vástago femoral, y una cavidad.

Primero te aplicarán anestesia. Esta medicina te ayudará a relajarte y no sentir dolor. Tal vez te quedes dormido.

Después tu cirujano hará una incisión, o corte por el frente, detrás, o a un lado de la cadera. Tu cirujano y tú decidirán sobre el mejor enfoque para ti. Al poder visualizar la articulación de tu cadera, el cirujano va a quitar la cabeza del hueso de tu muslo. Va a alisar la cavidad, quitando cualquier cartílago y hueso dañado.

Ya estás listo para el implante. Tu cirujano presionará la cavidad en la pelvis. Utilizarán cemento óseo o tornillos para asegurarla en su lugar. Colocará un revestimiento en la cavidad para facilitar el movimiento.

Tu cirujano después hará espacio para colocar el vástago en el hueso del muslo. Una vez en su lugar, colocará la cabeza del fémur.

Por último, tu cirujano, unirá la cabeza del fémur y la cavidad, creando un articulación nueva y sana.

Después de la cirugía, tu equipo médico formulará un plan de ejercicios de rehabilitación para ayudar a tu recuperación.