




## Cistoscopia (Hombre)



### Descripción general

Con este procedimiento se puede observar el interior de su vejiga. Su médico utiliza un dispositivo de visualización llamado "cistoscopio". Existen dos tipos de cistoscopios. Los flexibles se utilizan solo para ver. Los cistoscopios rígidos tienen además un canal a través del cual se pueden insertar instrumentos pequeños.

### Procedimiento

Para comenzar, se limpia y se adormece su uretra. La uretra es el tubo por el que viaja su orina cuando usted va al baño. El médico empuja un cistoscopio a través de su uretra hasta llegar a su vejiga. El médico llena su vejiga con un líquido, a fin de estirar la pared de la vejiga. Luego, se inspecciona cuidadosamente la pared de la vejiga.

### Biopsia

Si su médico ve tejido que no tiene una apariencia normal, es posible que le tengan que hacer una biopsia. Se puede tomar una muestra de tejido, por medio de un cistoscopio rígido. Luego, se puede examinar el tejido en el laboratorio.

### Fin del procedimiento

Al concluir el procedimiento, se retira el cistoscopio y usted puede vaciar su vejiga. Su proveedor de salud le informará sobre los resultados de su examen.