




Ligadura de trompas (método de coagulación laparoscópica)



Descripción general

Este es un método permanente de control de la natalidad. Utiliza una corriente eléctrica para sellar las trompas de Falopio. Impide que los óvulos viajen desde los ovarios hasta el útero (donde pueden ser fecundados por el esperma de su pareja). La ligadura de trompas está indicada para mujeres que no desean quedar embarazadas en el futuro. Es posible que la podamos revertir con cirugía. Pero incluso después de la reversión, tal vez no pueda quedar embarazada.

Preparación

Para comenzar, usted se acuesta en una camilla quirúrgica. Le administramos anestesia general. Hacemos una o más aberturas pequeñas en la zona del vientre. Inflamos la cavidad abdominal con aire. Esto nos da espacio para trabajar.

Laparoscopia

Haremos la operación con la ayuda de un dispositivo llamado "laparoscopio". Este tiene un tubo largo y delgado que lleva una luz y una cámara en el extremo. Nos permite ver su interior en un monitor. Guiamos el laparoscopio cuidadosamente hacia el interior del abdomen para poder ver las trompas de Falopio. Introducimos instrumentos quirúrgicos por las otras aberturas en su vientre.

Tratamiento de las trompas

Ahora es el momento de tratar cada trompa de Falopio. Lo hacemos con un dispositivo que sujeta una trompa y envía una corriente eléctrica a través de ella. La electricidad calienta y sella la trompa. Luego se repite el procedimiento en la trompa de Falopio del otro lado. Con el tiempo, se formará tejido cicatricial.

Conclusión

Una vez terminado el procedimiento, le observaremos mientras se despierta y se vuelve alerta. Entonces, podrá irse a casa. Siga sus instrucciones de cuidados para lograr una recuperación segura.

