

## Procedimiento de Winograd para uña encarnada



### Descripción general

Este procedimiento sirve para eliminar la porción problemática de una uña encarnada y para evitar que el problema vuelva a ocurrir. Este procedimiento se realiza bajo anestesia local, y solo requiere unos pocos minutos para realizarlo.

### Preparación

En preparación para el procedimiento, se limpia el dedo y se coloca una banda constrictora alrededor del mismo para reducir el flujo sanguíneo. El cirujano administra inyecciones de anestesia local para adormecer el dedo.

### Corrección de la uña encarnada

El cirujano crea una incisión que separa el borde encarnado de la uña del resto de la misma y continúa a lo largo del tejido por debajo de la uña hasta la superficie del hueso. El cirujano crea luego una segunda incisión a través del tejido sobrepuesto al borde externo de la uña. Esta cuña de uña y tejido es liberado cuidadosamente y retirado del dedo, eliminando permanentemente el borde encarnado de la uña y teniendo como resultado una uña ligeramente más estrecha.

### Fin del procedimiento y cuidados postoperatorios

Cuando el procedimiento ha finalizado, el cirujano cierra el sitio quirúrgico con suturas o cierre cutáneo. Se retira la banda constrictora y el dedo es vendado. Después de cuatro semanas de cicatrización, el paciente podrá usar calzado normal.