



Procedimiento de Winograd para uña encarnada



Descripción general

Este procedimiento sirve para eliminar la porción problemática de una uña encarnada y para evitar que el problema vuelva a ocurrir. Este procedimiento se realiza bajo anestesia local, y solo requiere unos pocos minutos para realizarlo.

Preparación

En preparación para el procedimiento, se limpia el dedo y se coloca una banda constrictora alrededor del mismo para reducir el flujo sanguíneo. El cirujano administra inyecciones de anestesia local para adormecer el dedo.

Corrección de la uña encarnada

El cirujano crea una incisión que separa el borde encarnado de la uña del resto de la misma y continúa a lo largo del tejido por debajo de la uña hasta la superficie del hueso. El cirujano crea luego una segunda incisión a través del tejido sobrepuesto al borde externo de la uña. Esta cuña de uña y tejido es liberado cuidadosamente y retirado del dedo, eliminando permanentemente el borde encarnado de la uña y teniendo como resultado una uña ligeramente más estrecha.



Fin del procedimiento y cuidados postoperatorios

Cuando el procedimiento ha finalizado, el cirujano cierra el sitio quirúrgico con suturas o cierre cutáneo. Se retira la banda constrictora y el dedo es vendado. Después de cuatro semanas de cicatrización, el paciente podrá usar calzado normal.

